

Saunders® LUMBAR HOMETRAC



샌더스가정용요추견인기

SAUNDERS LUMBAR HOME TRACTION DEVICE는 집에서 요추 견인을 할 수 있는 비용대비 가장 효율적인 옵션입니다. LUMBAR HOMETRAC 견인 장치는 최대 200LBS의 힘을 전달하는 최초의 가정용 공압 견인 장치입니다.

KEY FEATURES

SAUNDERS LUMBAR HOMETRAC



LUMBAR HOMETRAC 주요특징 - 고가의 장비 없이도 병원에서 처럼 가정에서 직접, 허리(요추)을 견인하여 교정하거나, 추간판탈출증, 퇴행성 협착증 등의 치료하는데 매우 효과적인 장비입니다.

마찰이 없는 Lumbar Trac 의 부드러운 기계 메카니즘

편안한 흉부와 골반 벨트로 안전한 견인

사용이 간편하고 보관이나 이동 편의성

간단한 사용법 (가정에서 쉽게 사용 가능)

과도한 견인 방지 안전장치

특허 받은“click in place” 견고한 공기압 시스템



일부 환자에게 입증된 수술 대안

읽기 쉬운 압력 게이지는 항상 힘을 완벽하게 제어

블로우오프 밸브는 적용할 수 있는 힘의 양을 제한가능

효과적 - 지속적인 임상 치료를 위한 비용 효율적인 옵션

분할 테이블 디자인은 임상 견인력을 복제하고 치료속진

능동적으로 움직이는 치료 표면은 견인력의 효율적인 적용보장

미끄럼 방지 하네스는 빠른 설정을 위해 벨트 오거나이저 통합

HOLD PUMP RELEASE



KEY FEATURES

CHATTANOOGA SAUNDERS LUMBAR HOMETRAC DEVICE



샌더스 가정용 요추견인기 간편사용법

- ① 위 그림과 같이 베개를 베고 누운 후, 벨트 끝이 배꼽 바로 아래에 위치하도록 하부벨트와 상부벨트를 고정으로 인해 통증이 느껴지지 않을 만큼 단단히 버클을 채워 고정합니다,
- ② 핸드펌프를 “PUMP” 모드로 조절하고 두 손을 이용하여 천천히 펌핑합니다. 동시에 견인이 시작되며 적당한 위치에 다다르면, 핸드펌프를 “HOLD”로 바꾼 후, 잠시 그 상태를 유지하며. 이 후 “RELEASE” 모드를 선택하여 초기 위치로 돌아오게 합니다.
- ③ 위와 같은 방법으로 수 차례 반복하며 견인을 합니다. 만약 견인 중 통증을 느끼게 되면 즉시 “RELEASE” 모드로 바꾸며, 견인을 마친 후에는 1~2분 간 편안한 자세로 휴식 후 천천히 일어나도록 합니다.

주의 - 제품 사용 전, 견인력, 견인시간, 주의사항 등에 대하여 "사용설명서"를 주의깊게 읽어 보시기 바랍니다.
특히 견인 중 잠이 들 경우 과도한 견인의 위험이 있습니다."



LUMBAR HOMETRAC 사용대상

HOME - 추간판탈출증, 퇴행성 협착증
PROFESSIONAL SPORTS - 스포츠 구단, 선수촌
PT, PILATES - PT 센터, 필라테스 운동센터
PHYSICAL THERAPY - 물리 치료실, 자세 및 체형교정 센터, 한의원

TECHNICAL SPECIFICATION

- 사이즈 : 138 x 61 (L x W, 펼쳤을 경우)
- 무게 : 12kg
- 견인력 : 0 ~ 90kg
- Hand pump : HOLD, PUMP, RELEASE 버튼

STANDARD ACCESSORIES

- Lumbar Traction 본체
- Hand Pump & 견인벨트
- 이동용 가방
- 사용자 매뉴얼 (영/한)

수입원 : (주) 코아스트론

서울시 강남구 논현로 63길 19, 대흥빌딩 5층 TEL 02-564-2311 FAX 02-569-0837
URL : www.koastron.com EMAIL : koastron@koastron.com

판매원 : 주식회사 메이트헬스케어

경기도 하남시 미사대로 520, 현대지식산업센터 2층 DC02-027호
TEL : 031-8018-4725(대표전화) EMAIL : mirrcho@matehccom